

CHAMP MOBILITY

ChampDriver Manual de usuario

CHAMPDRIVER

WWW.CHAMPMOBILITY.COM

CHAMP MOBILITY

NO. 600 TONGJIANG ROAD, CHANGZHOU, CHINA

WWW.CHAMPMOBILITY.COM





CONTENIDO

Advertencias.....	1
Parametros.....	3
Diagrama.....	4
Instalación.....	5
Manejo.....	6
Mantenimiento.....	7
Garantia.....	8

1.

El objetivo de ChampDriver es proporcionar potencia adicional a las sillas de ruedas manuales para ahorrar la potencia de empuje del usuario. Podría encajar con la mayoría de las sillas de ruedas manuales. Empuje para ir, y frene sobre las llantas para frenar. ¡Vamos!

1. LEER ANTES DE USAR

Lea atentamente este manual del propietario antes de usar ChampDriver. El uso incorrecto del dispositivo podría causar daños o lesiones. Por lo tanto, para un uso seguro y agradable del dispositivo, lea este manual del propietario.

Las palabras de advertencia se usan en este manual y se aplican a peligros o prácticas inseguras que podrían provocar lesiones personales o daños a la propiedad.



¡

Peligro

El peligro indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad, lesiones menores o ambos.

Observe estrictamente todas las advertencias y precauciones de seguridad emitidas por el fabricante de su silla de ruedas. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA

Siempre asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de entrar o salir del asiento.



ADVERTENCIA

Deje de usar el ChampDriver inmediatamente y solicite asistencia cuando no esté funcionando correctamente.



PRECAUCIÓN

La capacidad máxima de peso es de 100 KG..



PRECAUCIÓN

En lo que respecta a la conducción hacia arriba y hacia abajo, siga las instrucciones y las especificaciones dadas por los diversos fabricantes de sillas de ruedas.



PRECAUCIÓN

NO lo use al aire libre a menos que se pueda operar de manera segura en interiores



PRECAUCIÓN

NO lo use en condiciones climáticas extremas o terreno.


2. PARAMETERS

Motor	250W 8" brushless gear motor		
Bateria	Lithium battery	Battery spec.	6.6 Ah
Potenciometro	24V	Potenciometro	21±0.5V
Voltaje cargador	AC 220V	Volt. salida del cargador	DC 2±0.2A
Voltaje motor	DC 24V	Volt. operación del motor	< 3A
Autonomia	20- 30Km	N.Weight	6.85Kg
velocidad	Cambio de velocidad sin pasos.		

3. DIAGRAMA



- A: Unidad
- B: Barra de conector
- C: Cargador
- D: Abrazaderas
- E: Controlador
- F: Toma carga
- G: Led ind.
- H: Conector de cable



5. OPERATION

6. Con el SmartDrive ya conectado a la silla de ruedas, presione el botón de inicio, gire la perilla de velocidad en sentido horario paso a paso. La silla de ruedas se deslizará gradualmente. La velocidad podría ajustarse aleatoriamente de 0 a 8 km / h.



2. 2. Cuando estés listo para parar:

- a. a. gire el potenciómetro de velocidad en sentido antihorario hasta 0 km / h, y luego frene la silla de ruedas con las manos.
- b. segundo. presione el botón ROJO de parada de emergencia, y luego frene con sus manos. Cuando estés listo para deslizar nuevamente, presiona el botón ROJO

botón de parada de nuevo. Tenga en cuenta que la silla de ruedas se desplazará a la velocidad que detuvo..

3. Cuando la silla de ruedas funciona hacia atrás, ChampDriver traerá una condición anti-rollback.



PELIGRO

Como se advirtió antes, se debe tener mucho cuidado en todas las colinas, pendientes, rampas, etc.

Es posible que la resistencia al retroceso no pueda evitar el retroceso rápido en pendientes especialmente pronunciadas y / o para usuarios de sillas de ruedas muy pesadas.

El anti-retroceso no es un freno de estacionamiento. Asegúrese de asegurar su silla de ruedas con frenos si desea detenerse en una pendiente.

4. Cuando la luz es azul, ChampDriver funciona correctamente. Cuando la luz es roja, debes cargar ChampDriver.
5. La batería se ha cargado antes de salir de fábrica. Cuando el usuario carga la batería, una luz roja significa que está en carga; La luz azul significa que la carga está terminada.

6. MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Incluso si no usa el dispositivo durante mucho tiempo, el dispositivo debe mantenerse y cargarse regularmente. Usted debe limpiar su ChampDriver regularmente.

Deje de usar el dispositivo y contáctenos si tiene alguno de estos problemas:

1. Cáscara de plástico / partes se rompen.
2. Tornillos faltantes o sueltos.
3. Abrazadera suelta o barra de conexión.
4. Cualquiera de los rodillos trabaja con poca resistencia, o tiene algún daño.
5. Cualquier ruido anormal o activación del motor.

Limpieza y lubricante para rodillos de goma.

Limpie los rodillos de goma con un paño de algodón húmedo según sea necesario. Lubrique los rodillos según sea necesario.



7. GARANTIA

1. Durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra, si se determina que el dispositivo es defectuoso, Champ Mobility reparará o reemplazará las piezas, a su discreción, sin cargo para ningún dispositivo.
2. Esta garantía no cubre las instrucciones del cliente, desmonte, configure los ajustes.
3. Esta garantía no cubre daños debidos a actos de Dios, accidentes, mal uso, abuso, negligencia o Modificación de, o en cualquier parte del producto, incluyendo el cable, controlador, motor o carcasa, etc.
4. Esta garantía no cubre los daños debidos a una operación o mantenimiento incorrectos, la conexión a un suministro de voltaje incorrecto o la reparación por parte de alguien que no sea una instalación autorizada por Champ Mobility para reparar el producto.



CHAMP MOBILITY

Add: No. 600 Tongjiang Road, Changzhou, China.
Tel: 0086 519 83215814
Website: www.champmobility.com/
Email: info@champmobility.com

