



JAY[®] Cojín Jay Balance

Rev.1 Julio 2018

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle: Código postal:
 Localidad:
 E-Mail: Fax:
 Tel:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:

Pedido
 Presupuesto

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Cojín Jay[®] Balance

Base de espuma contorneada, multi-capa
 Opción de Fluido Jay o aire Roho (1 o 2 válvulas) para favorecer la inmersión en el cojín y acomodar necesidades posturales.
 Cuñas de posicionamiento disponibles.
 2 fundas: funda interior resistente al agua de fácil limpieza, y 3 opciones de funda exterior: elástica, microclimática o resistente a la incontinencia (todas ellas lavables a máquina).

Peso máx. usuario:

150 kg (anchura cojín 34 a 50 cm)
 225 kg (anchura cojín 56 a 60cm)

Peso usuario kg

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Paciente con riesgo alto de escaras que pueden tener o no necesidades de posicionamiento altas
 Pacientes con postura simétrica o asimétrica, que requieren soporte y estabilidad lateral, anterior/posterior.
 Indicado en usuarios incapaces de reubicarse o realizar independientemente los cambios de peso

Cojín Jay Balance con FLUIDO o AIRE:

Cojín Jay Balance con FLUIDO o AIRE y Kit de posicionamiento:

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín Jay Balance.
 Todas las referencias de cojines Jay Balance deben empezar por **JBALC**



Ejemplo: **JBALC4042FLMPEU**
 Cojín de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido, funda Microclimática y kit de posicionamiento

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	
JBALC	40	42	FL	M	P	EU
Cojín Jay Balance	Anchura	Profund.	Relleno	Funda	Kit Posicionamiento	

PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD

Seleccione anchura y profundidad del cojín

		Anchura de cojín										
cm		34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
Profundidad de cojín	34	○										
	36	○	○									
	38	○	○	○								
	40	○	○	○	○							
	42	○	○	○	○	○				○		
	44		○	○	○	○	○			○		
	46		○	○	○	○	○	○		○	○	
	48				○	○	○	○	○	○	○	○
	50					○	○	○	○	○	○	○
	56										○	○
	60										○	○
Tamaño hondonada (PLA)		A			B				C			



Anote aquí la anchura y profundidad del cojín que desea



PASO 3 - RELLENO PARA LA HONDONADA PÉLVICA (PLA)*

Seleccione bolsa de fluido (FL) o bolsa de aire de 1 válvula (AS) o de 2 válvulas (AD)

- Bolsa de FLUIDO (FL)
- Bolsa de AIRE de 1 válvula ** (AS)
- Bolsa de AIRE de 2 válvulas** (AD)

** Incluye instrucciones, bomba de aire y kit de reparación



**PASO 3
RELLENO HONDONADA**

Anote FL para opción de fluido,
AS para aire de 1 válvula o
AD para aire de 2 válvulas.

* El tamaño de la bolsa se establecerá automáticamente en función del tamaño de la hondonada (PLA) correspondiente a la talla del cojín (ver cuadro de la primera página)

PASO 4 - FUNDA EXTERIOR

Seleccione tipo de funda exterior: Microclimática (M), Elástica (S) o Funda de Incontinencia (I)

- Funda Microclimática (M)
- Funda Elástica (S)
- Funda de Incontinencia (I)

**PASO 4
FUNDA EXTERIOR**

Anote M para Funda Microclimática,
S para Funda Elástica ó
I para Funda de Incontinencia

PASO 5 - KIT DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)*

Si desea cuñas de posicionamiento para su cojín anote en el recuadro la letra P.

Si no desea accesorios de posicionamiento deje este espacio en blanco y recibirá un cojín standard (sin cuñas ni soportes pélvicos)

- Kit de posicionamiento (P)

El kit incluye:

- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Izquierda
- 1 Cuña adductora de 2.5 cm, Derecha
- 1 Cuña abductora de 2.5 cm (unidad)
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo
- 1 Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho



**PASO 5
KIT POS.**

Anote P si desea el kit de posicionamiento.
De lo contrario deje este espacio en blanco.

*) Si selecciona el kit de posicionamiento, el cojín se enviará con una funda interior especial para acomodar estos accesorios.

Referencia cojín JAY Balance

Anote aquí la referencia del cojín Jay Balance que necesita

JBALC						EU
	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	

Comentarios

Aclaraciones

No hace falta seleccionar el tipo de funda interior al realizar el pedido, esta se enviará según su selección: fluido o aire, y con o sin espacio para acomodar los accesorios de posicionamiento.

MODIFICACIONES DEL COJÍN

Modificaciones especiales disponibles

Modificaciones en el ancho o la profundidad

Modificación en el volumen de fluido

- * Overfill
- * Underfill

Para modificaciones en el cojín, por favor contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.



Cojín Jay Balance - Precio base€
Precio accesorios€
Precio total€

Para ampliar información
visita nuestra Web
www.SunriseMedical.es
© Sunrise Medical 2018 2/3

REPUESTOS

PVP

Base del cojín

BJBALC_ _ _ _ EU

Base de espuma Jay Balance

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base. Ejemplo: referencia base BJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda exterior

CJBALC_ _ _ _ SEU

Funda elástica

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CJBALC_ _ _ _ MEU

Funda microclimática

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CJBALC_ _ _ _ IEU

Funda de incontinencia

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CJBALC3438SEU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Funda interior

CIFLJBALC_ _ _ _ EU

Funda interior para cojín con fluido

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIFLPJBALC_ _ _ _ EU

Funda interior para cojín con fluido y kit de posicionamiento

Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIAJBALC_ _ _ _ EU

Funda interior para cojín con aire

Por favor indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

CIAPJBALC_ _ _ _ EU

Funda interior para cojín con aire y kit de posicionamiento

Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín para el que desea la funda Ejemplo: referencia funda CIFLJBALC3438EU <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

Base sólida de madera

JSI_ _ _ _

Base sólida de madera

Recomendada para sillas con tapicería. Indique en la referencia la anchura y profundidad del cojín

Importante: Indique en la referencia la anchura y profundidad de la base Ejemplo: referencia base JSI3438 <cojín anchura=34 cm prof=38 cm

JB114

Cuña de ajuste en ángulo, 4 cm

Bolsas de fluido y bolsas de aire (1)

PLA A

FLJBALCAEU

Bolsa de Fluido

J3CSAASEU

Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSAADEU

Bolsa de Aire de 2 válvulas

PLA B

FLJBALCBEU

Bolsa de Fluido

J3CSBASEU

Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSBADEU

Bolsa de Aire de 2 válvulas

PLA C

FLJBALCCEU

Bolsa de Fluido

J3CSCASEU

Bolsa de Aire de 1 válvula

J3CSCADEU

Bolsa de Aire de 2 válvulas

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO JAY BALANCE (1)

Profundidad 34 a 40 cm

Profundidad 42 a 60 cm

PVP

Cuña adductora de 2.5cm, Izquierda

JBALCLTLH-S

JBALCLTLH

Cuña adductora de 2.5cm, Derecha

JBALCLTRH-S

JBALCLTRH

Cuña abductora de 2.5cm (unidad)

JBALCMT-S

JBALCMT

Soporte pélvico de 2.5 cm, Izquierdo

JBALCLPLH-S

JBALCLPLH

Soporte pélvico de 2.5 cm, Derecho

JBALCLPRH-S

JBALCLPRH

Kit de posicionamiento completo (contiene una cuña y soporte de cada)

JBALCPKIT-S

JBALCPKIT

(1) Si modifica a futuro el tipo de relleno del cojín (de fluido a aire o vice versa) o añade o retira los accesorios de posicionamiento necesitará también en consecuencia sustituir la funda interior del cojín.

CUÑAS DE OBLICUIDAD PÉLVICA JAY BALANCE

PVP

Selecciona una o dos cuñas de oblicuidad pélvica por lado, en función del nivel de corrección que se precise. Las cuñas tienen un sistema de fijación, por lo que pueden ser apiladas entre sí (un máximo de 2). Las cuñas de oblicuidad pélvica pueden apilarse de la siguiente forma:

- Para hondonadas A: selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA A (der. o izq) -y una de tamaño B (der. o izq) si fuera necesario
- Para hondonadas B, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA B (der. o izq.) - y una de tamaño C (der. o izq) si fuera necesario
- Para hondonadas C, selecciona la cuña de oblicuidad pélvica para PLA C (der. o izq.) - y una de tamaño D (der. o izq) si fuera necesario

Por favor, ten en cuenta que la cuña de oblicuidad extra talla D sólo puede pedirse en combinación con la C, de lo contrario no encajará en la PLA

JBALCOP-ALH

Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño A

JBALCOP-BLH

Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño B

JBALCOP-CLH

Cuña de oblicuidad (izquierda) para PLA tamaño C

JBALCOP-DLH

Cuña de oblicuidad extra talla D (izquierda).

Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C

JBALCOP-ARH

Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño A

JBALCOP-BRH

Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño B

JBALCOP-CRH

Cuña de oblicuidad (derecha) para PLA tamaño C

JBALCOP-DRH

Cuña de oblicuidad extra talla D (derecha).

Para sobreponer a cuñas de oblicuidad PLA tamaño C

Nota: Los cojines o fundas interiores anteriores a Febrero de 2017 no poseen los velcros necesarios para acoplar las cuñas de oblicuidad pélvica.



Para ampliar información
visita nuestra Web