

Q700 M

asiento SEDEO ERGO



Rev. 1 Julio 2018


HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Facturado a:			Enviado a:		Igual a la dirección de facturación
Nombre:			Nombre:		
Calle:			Calle:		
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:		
Provincia:			Provincia:		
Teléfono:			Teléfono:		
Detalles del pedido:			Peso usuario:		
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me®	Peso máximo de usuario: 160 kg		
Nº de pedido de Sunrise:			Peso usuario: kg		
Fecha pedido: Día Mes Año					

Toma de Medidas

a) De la cabeza al asiento	cm
b) Del hombro al asiento	cm
c) De la axila al asiento	cm
d) Del codo al asiento	cm
e) Distancia pelvis-asiento	cm
f) Anchura de hombros	cm
g) Anchura del tronco	cm
i) Ancho de cadera	cm
j) Profundidad de asiento	cm
m) Longitud del pie	cm
n) Longitud de pierna	cm
o) Anchura de asiento	cm



Especificaciones del asiento

Sistema de asiento	SEDEO ERGO	Tallas de asiento	Anchura ajustable de 40 a 56 cm Profundidad ajustable de 40 a 56 cm
Peso de la silla	Sin baterías desde 140 kg Con baterías desde 165 kg	Altura de asiento	De 43 cm a 48 cm
Opciones eléctricas de asiento	Basculación eléctrica de -5 a 45° Respaldo reclinable eléctrico (-5° a 85°) con 180 mm de deslizamiento antifricción Elevación eléctrica de asiento hasta 30 cm y basculación eléctrica de 0° a 50°		

Especificaciones de la Base con Tracción Central

Tipo de Tracción	Tracción Central	Ruedas centrales	14"
Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas delanteras/traseras	6" macizas
Anchura de la base	Anchura Min. 63 cm	Cargador	8 A
Sistema de Control	Mando R-Net con caja de control de 120 Ah	Baterías	80 Ah (60 Ah opcionales)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Chasis	Negro mate con detalles de color
		Distancia suelo-base	7 cm

BASE

Silla de ruedas eléctrica Q700 M

P.V.P. Rec

QSE000009	Q700 M (Silla de ruedas eléctrica con tracción central)	
	Incluye reposapiés central elevable eléctrico y respaldo reclinable eléctrico antifricción	

Motor - Velocidad

P.V.P. Rec

QSE180009	6 km/h (4 polos)	(Motor de 8 km/h con velocidad limitada)	s/c
QSE180010	8 km/h (4 polos)		s/c
QSE180007	10 km/h (4 polos)	(Recomendado con baterías de 80 Ah)	Std
QSE180008	13 km/h (4 polos)	(Recomendado con baterías de 80 Ah)	

Tracción

P.V.P. Rec

QSE110009	Sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	
QSE110014	Sin sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	Std

Ruedas centrales (cubierta y llanta en color negro)

P.V.P. Rec

QSE070032	14" Neumáticas "V-Type"	s/c
QSE070031	14" Macizas "V-Type"	s/c
QSE070034	14" Neumáticas "Knobbly"	s/c
QSE070033	14" Macizas "Knobbly"	Std

Ruedas delanteras

P.V.P. Rec

QSE080206	Ruedas delanteras macizas de 6", color negro	Std
-----------	--	------------

Color del chasis

P.V.P. Rec

	Negro	Std
--	-------	------------

Color de los detalles (chasis siempre en color negro)

P.V.P. Rec

QSE140005	Verde manzana	(RAL 110 70 77)	s/c
QSE140004	Negro	(RAL 9005)	s/c
QSE140003	Azul	(RAL 260 40 45)	s/c
QSE140006	Naranja	(RAL 060 60 80)	s/c
QSE140002	Rojo	(RAL 040 40 67)	s/c
QSE140001	Blanco	(RAL 9010)	s/c

BASE - continuación**Luces e Indicadores**

P.V.P. Rec

QSE110201	Luces de LED's (homologadas para carretera)	
QSE110209	Sin luces ni indicadores	Std

Altura de asiento

P.V.P. Rec

Nota: Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base del asiento (sin cojín) con una basculación de 0°.

SH43	43 cm	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH445	44,5 cm	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH46	46 cm		s/c
SH47	47 cm		s/c
SH48	48 cm		s/c

Baterías y Cargador

P.V.P. Rec

Baterías

QSE160001	Baterías de gel de 60 Ah, sin mantenimiento	s/c
QSE160005	Baterías de gel de 80 Ah, sin mantenimiento	(Recomendadas con cargador de 10 A) Std
QSE160009	Sin baterías	s/c

Cargador

QSE160101	Cargador de 220 V / 8 A	s/c
QSE160102	Cargador de 220 V / 8 A, con grado de protección IP54	(Protección contra partículas de polvo y humedad)
QSE160104	Cargador de 220 V / 10 A	Std
QSE160109	Sin cargador	s/c

MÓDULOS /FUNCIONES ELÉCTRICAS

P.V.P. Rec

Funciones de asiento

QSE130011	Basculación manual <i>(Ángulo de asiento ajustable a 0°, 3°, 6°, y 9°; Pre-establecido de fábrica a 6°)</i>	s/c
QSE130005	Basculación eléctrica de -5° a 45°	s/c
QSE130006	Elevación y basculación eléctrica <i>(2 funciones eléctricas: basculación de 0° a 50° y 30 cm de elevación)</i>	Std

Reclinación del respaldo

QSE030047	Respaldo Reclinable Eléctrico (-5° a 85°), con 180 mm de deslizamiento antifricción	Std
-----------	---	------------

Función C-Me*(sólo con módulo de elevación QSE130006)*

QSE030034	Con función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx. de 4.5 km/h y Reclinación máx. de 30°)	Std
QSE030035	Sin función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx de 1.5 km/h y Reclinación máx.de 85°)	s/c

RESPALDO

P.V.P. Rec

QSE030053	Respaldo SEDEO ERGO (Rellenar Sección A)	Std
	Respaldo JAY 3 o JAY 3 Termorregulador <i>Consulta el catálogo y la hoja de pedido del respaldo Jay 3 o Jay 3 Termorregulador para seleccionar el contorno y altura deseada del respaldo. Imprescindible adjuntar hoja de pedido del respaldo.</i>	
QSE030055	Placa de respaldo adaptadora para colocar respaldos JAY 3	
QSE030209	Sin respaldo	s/c

A – Respaldo SEDEO ERGO

P.V.P. Rec

*Nota: Para configurar el respaldo se debe seleccionar la anchura y altura del respaldo, el contorno y la tapicería deseada.**Opcionalmente, pueden añadirse también soportes laterales para una mejor sujeción del tronco.***Anchura de respaldo**

BW40	40 cm	s/c
BW42	42 cm	s/c
BW44	44 cm	s/c
BW46	46 cm	s/c
BW48	48 cm	s/c
BW50	50 cm	s/c
BW52	52 cm	s/c
BW54	54 cm	s/c
BW56	56 cm	s/c

Altura del respaldo

BH51	51 cm	s/c
BH56	56 cm	s/c
BH61	61 cm	s/c

Contorno

QSE030056	Respaldo SEDEO ERGO Standard <i>(La anchura de respaldo seleccionada permite una anchura máx del tronco del usuario 6 cm mayor)</i>	Std
QSE030057	Respaldo SEDEO ERGO Profundo <i>(La anchura de respaldo seleccionada coincide con la anchura máx del tronco del usuario)</i>	

Tapicería

QSE030058	Tapicería de respaldo transpirable Airflow 3DX	Std
QSE030059	Tapicería de respaldo Anti-Incontinencia	

Soportes laterales de tronco (abatibles y ajustables en altura) (1)

QSE030607	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado derecho	
QSE030608	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado izquierdo	
QSE030609	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado derecho	
QSE030610	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado izquierdo	

(1) Pueden limitar la función de abatir hacia atrás los reposabrazos.

Reposacabezas

P.V.P. Rec

Nota: Seleccionar almohadilla y brazo de montaje.

Almohadilla

QSE030430	Reposacabezas anatómico SEDEO, 24 x 15 cm (Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO)	Std
QSE030431	Reposacabezas anatómico SEDEO con funda, 24 x 15 cm (Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO)	
QSE030432	Reposacabezas Flexible SEDEO, 40 x 11 cm (Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO)	
	Reposacabezas Whitmyer <i>Consulta el catálogo y la hoja de pedido de los reposacabezas Whitmyer y Heads Up para seleccionar la almohadilla. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del reposacabezas seleccionado. Imprescindible seleccionar abajo el brazo de montaje LINX para reposacabezas Whitmyer</i>	

Brazo de montaje

QSE030433	Brazo de montaje multiposición SEDEO (Sólo con reposacabezas SEDEO)	Std
WHT030407	Brazo de montaje LINX para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO ERGO	

Empuñaduras

P.V.P. Rec

QSE030202	Empuñaduras fijas	
QSE030200	Sin empuñaduras	Std

ASIENTO

P.V.P. Rec

QSE020022	Base de asiento ajustable en anchura con raíles laterales abatibles	Std
QSE020023	Base de asiento ajustable en anchura con plataforma de aluminio adicional y raíles laterales abatibles	
QSE020139	Raíles laterales fijos	

Cojines

P.V.P. Rec

QSE020514	Cojines SEDEO ERGO (Rellenar sección B)	Std
	Cojines JAY (Rellenar sección C)	-
QSE020110	Sin cojín, sin laterales acolchados, ni laterales de plástico (sólo la base del asiento)	s/c

B – Cojines SEDEO ERGO

Anchura del cojín

SW40	40 cm	SW42	42 cm	SW44	44 cm	SW46	46 cm	SW48	48 cm
SW50	50 cm	SW52	52 cm	SW54	54 cm	SW56	56 cm		

Profundidad del cojín

SD40 (1)	40 cm	SD42 (1)	42 cm	SD44 (2)	44 cm	SD46	46 cm	SD48	48 cm
SD50	50 cm	SD52	52 cm	SD54 (3)	54 cm	SD56 (3)	56 cm		

Componentes

QSE020516	Cojín central SEDEO ERGO	Std
QSE020520	Laterales acolchados Finos, 5 cm a cada lado (La anchura real del cojín coincide con la anchura de asiento seleccionada)	s/c
QSE020521	Laterales acolchados, 7 cm a cada lado (La anchura real del cojín será 4 cm menor que la anchura de asiento seleccionada)	Std
QSE020510	Sin cojín central	s/c
QSE020512	Sin cojín ni laterales acolchados (sólo laterales de plástico)	s/c

Funda

QSE020517	Tapicería transpirable Airflow 3DX	Std
QSE020518	Tapicería con protección anti-incontinencia	s/c
QSE020519	Tapicería transpirable Airflow 3DX y protección anti-incontinencia	

(1) Con profundidad de asiento de 40 y 42 cm, el ángulo máximo de reclinación es de 70°

(2) Con profundidad de asiento de 44 cm, el ángulo máximo de reclinación es de 80°

(3) La profundidad de asiento de 54 cm no está disponible con altura de asiento de 44,5 cm

C – Cojines JAY

P.V.P. Rec

NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible.
 Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado.
 Imprescindible indicar abajo la anchura y profundidad de la base de asiento.

Cojín Jay (4)

Cojín JAY Balance con Fluido	
Cojín JAY Balance con Aire	
Cojín JAY 2	
Cojín JAY 2 Profundo	
Cojín JAY Easy Fluid	

Anchura de la base del asiento

SW40	40 cm	s/c
SW42	42 cm	s/c
SW44	44 cm	s/c
SW46	46 cm	s/c
SW48	48 cm	s/c
SW50	50 cm	s/c
SW52	52 cm	s/c
SW54	54 cm	s/c
SW56	56 cm	s/c

Profundidad de la base del asiento

SD40 (1)	40 cm	s/c
SD42 (1)	42 cm	s/c
SD44 (2)	44 cm	s/c
SD46	46 cm	s/c
SD48	48 cm	s/c
SD50	50 cm	s/c
SD52	52 cm	s/c
SD54 (3)	54 cm	s/c
SD56 (3)	56 cm	s/c

Laterales acolchados

QSE020520	Laterales acolchados finos (5 cm a cada lado) (La anchura del cojín coincide con la anchura de asiento seleccionada)	Std
QSE020511	Sin laterales acolchados	s/c

(1) Con profundidad de asiento de 40 y 42 cm, el ángulo máximo de inclinación es de 70°

(2) Con profundidad de asiento de 44 cm, el ángulo máximo de inclinación es de 80°

(3) La profundidad de asiento de 54 cm no está disponible con altura de asiento de 44,5 cm

(4) No todos los cojines Jay están disponibles en todas las tallas. Por favor consulte la hoja de pedido de cada cojín.

Accesorios del asiento			P.V.P. Rec
QSE020342	Soporte lateral de rodilla, abatible, 12 x 12 cm, lado derecho		
QSE020341	Soporte lateral de rodilla, abatible, 12 x 12 cm, lado izquierdo		
QSE020344	Soporte lateral de muslo, abatible 12 x 12 cm, lado derecho	<i>Sólo con QSE020110 (sin cojín ni laterales)</i>	
QSE020343	Soporte lateral de muslo, abatible 12 x 12 cm, lado izquierdo	<i>Sólo con QSE020110 (sin cojín ni laterales)</i>	

Reposabrazos 			P.V.P. Rec
QSE040123	Reposabrazos reclinables, abatibles hacia atrás		Std

Almohadillado del reposabrazos

Almohadillado standard		
QSE040218	Almohadillado standard Airflow 3DX, 41 cm, lado derecho	Std
QSE040217	Almohadillado standard Airflow 3DX, 41 cm, lado izquierdo	Std
QSE040014	Almohadillado standard 41 cm, lado derecho	s/c
QSE040015	Almohadillado standard 41 cm, lado izquierdo	s/c
Almohadillado Comfort		
QSE040204	De skai, 40 cm, lado derecho	
QSE040203	De skai, 40 cm, lado izquierdo	
QSE040206	Con forma de P, 45 cm, lado derecho	
QSE040205	Con forma de P, 45 cm, lado izquierdo	
Hemipléjicos		
QSE040208	Almohadillado pequeño 23 cm, lado derecho	
QSE040207	Almohadillado pequeño 23 cm, lado izquierdo	
QSE040210	Almohadillado mediano 28 cm, lado derecho	
QSE040209	Almohadillado mediano 28 cm, lado izquierdo	
QSE040220	Almohadillado largo 33 cm, lado derecho	
QSE040219	Almohadillado largo 33 cm, lado izquierdo	
Apoyo de mano hemi (1)		
QSE040212	Pequeño, 11 x 18 cm, lado derecho	
QSE040211	Pequeño, 11 x 18 cm, lado izquierdo	
QSE040214	Grande, 14 x 23 cm, lado derecho	
QSE040213	Grande, 14 x 23 cm, lado izquierdo	

Protector de ropa			P.V.P. Rec
QSE040143	Protector de ropa fijo, acolchado 36 x 13 cm	<i>Sólo con QSE020110 (sin cojín, ni laterales)</i>	

Reposapiés central elevable eléctrico 			P.V.P. Rec
QSE050076	Reposapiés central elevable eléctrico, 90° a 180°, 175 mm de extensión		Std

Plataformas

QSE050072	Plataformas ajustables en ángulo y altura (26 x 15 cm)	Std
QSE050073	Plataformas más largas, ajustables en ángulo y altura (31 x 17 cm)	s/c

Accesorios

QSE050075	Soportes de rodilla acolchados, Par	
-----------	-------------------------------------	--

Accesorios de Posicionamiento y otros 			P.V.P. Rec
QSE090047	Cinturón pélvico de 5 cm, con hebilla tipo cinturón de avión, <i>130 cm de longitud</i>	Std	
QSE090048	Cinturón pélvico de 5 cm acolchado, con hebilla tipo cinturón de avión, <i>130 cm de longitud</i>		
QSE090056	Cinturón pélvico de 5 cm, con hebilla tipo cinturón de avión, <i>190 cm de longitud</i>		
QSE090067	Espejo retrovisor		
QSE090040	Mesa abatible		
QSE090600	Mochila negra <i>(Sólo con empuñaduras)</i>		

(1) Sólo con almohadillados hemipléjicos.

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA

Mando de control R-Net

P.V.P. Rec

Mando R-Net para usuario

QSE110017	Mando con pantalla a color LCD	s/c
QSE110018	Mando con pantalla a color LCD, Heavy Duty	
QSE110013	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos)	Std
QSE110023	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos y Bluetooth)	
QSE110019	Sin mando	s/c

Montaje del mando

QSE110050	Fijo	s/c
QSE110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	Std

Posición del mando

QSE110052	A la derecha	s/c
QSE110053	A la izquierda	s/c

Idioma

QSE119003	Español	s/c
QSE119004	Portugués	s/c

Pomos de Joystick (Opcional, Sólo para mandos LCD y VersaGuide)

P.V.P. Rec

Pomos de Joystick

QSE090505	Bola de Golf para Joystick	(diámetro 42 mm)	
QSE090506	Joystick en forma de T	(82 mm ancho)	
QSE090507	Bola blanda para el Joystick	(diámetro 70 mm)	
QSE090508	Bola de Joystick	(diámetro 35 mm)	
QSE090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón	(diámetro 37 mm)	
QSE090512	Pomo de Joystick tipo Stick		
QSE090511	Pomo de Joystick en forma de seta	(diámetro 45 mm)	

Programación

P.V.P. Rec

QSE090066	R-Net PC Programmer	
QSE090064	Programador manual DTT para R-Net	

Caja de control R-Net

P.V.P. Rec

QSE110004	Caja de control R-Net de 120 A	Std
-----------	--------------------------------	------------

Módulo de Luces/ Asiento R-Net

P.V.P. Rec

QSE110031	Módulo de luces R-Net	
QSE110033	Módulo R-Net CxSM para funciones eléctricas de asiento	Std

Mandos para acompañante R-Net

P.V.P. Rec

QSE110021	Mando R-Net para usuario y acompañante				
QSE110020	Mando R-Net sólo para acompañante				
Montaje del mando acompañante	QSE110025	Empuñadura derecha	QSE110026	Empuñadura izquierda	s/c

Mando montado en mesa

P.V.P. Rec

QSE110143	Mando con pantalla a color LCD montado en el centro de mesa (1)	
QSE110149	Adaptador en mesa con 2 botones para encender/apagar la silla y acceder al menú	

(1) No disponible con QSE090040, Mesa abatible

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA - continuación**Caja de control Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento**

P.V.P. Rec

QSE110043	Caja de control Ctrl+5	
QSE110179	Caja de control Ctrl+5 con Switch-It App Remote Seating (4)	
	Montaje de la caja de control:	
	QSE110180 Detrás del mando (1)	QSE110181 Lado opuesto al mando (2)
	Tipo de caja de control: QSE110175 Con 5 botones	QSE110176 Con 5 interruptores
		s/c

Se puede añadir una segunda caja Ctrl+5 para proporcionar un control adicional sobre las memorias de asiento o los controles de entorno.

Segunda Caja de control Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento

P.V.P. Rec

QSE110220	Caja de control Ctrl+5 adicional	
	QSE110226 Con 5 botones	QSE110227 Con 5 interruptores
	Montaje de la caja de control:	
	QSE110222 Lado opuesto al mando (2) (5)	s/c

Electrónica opcional para R-Net (Necesario sólo si no se ha seleccionado el mando Advanced QSE110023)

P.V.P. Rec

QSE090068	Módulo para Bluetooth (Android y Windows)	
QSE090141	Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows)	
QSE090142	Módulo para Bluetooth IOS (Apple, iOS)	

CONTROLES ESPECIALES**Pantalla OMNI para R-Net**

P.V.P. Rec

Pantalla Omni

(Para controles especiales. Seleccionar controles abajo y pulsadores en la sección D)

QSE110101	Pantalla OMNI - con función por infrarrojos y montaje en el reposabrazos	
QSE110102	Pantalla OMNI para usar en modo scanner - con función por infrarrojos y montaje en el reposabrazos	

Montaje de la pantalla Omni (3)

Colocada siempre en el lado opuesto al mando de control.

QSE110126	Montaje fijo, a la derecha	s/c
QSE110127	Montaje fijo, a la izquierda	s/c
QSE110128	Montaje abatible, a la derecha	
QSE110129	Montaje abatible, a la izquierda	

Mandos de control especiales para R-Net (seleccionar pulsadores en la sección D)

P.V.P. Rec

Controles proporcionales

QSE110301	Switch-It MicroGuide	
QSE110302	Switch-It MicroPilot	
QSE110303	Switch-It TouchDrive 2	
QSE110304	Switch-It VersaGuide	
QSE110305	Switch-It VersaGuide EZ	
QSE110306	Allround Joystick	
QSE110307	Allround Joystick Light	
QSE110308	Allround Joystick Heavy Duty	
QSE110309	Allround Joystick – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QSE110310	Allround Joystick Light – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QSE110311	Allround Joystick Heavy Duty – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)

(1) No disponible con almohadillados de reposabrazos en forma de P (QSE040206 y QSE040205) ni con mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (QSE110056) – No podría abatirse

(2) No disponible con QSE090040, Mesa abatible

(3) No disponible con mandos de control R-Net (QSE110017, QSE110018, QSE110013 ni QSE110023). No con QSE090040, Mesa abatible

(4) Para poder obtener funcionalidad completa, es necesario descargar la aplicación desde AppleStore (IOS) o Playstore (Android) e instalarla en un Smartphone o tablet. Más información e instrucciones sobre la aplicación Remote Seating en www.SunriseMedical.es

(5) Sólo posible si para la primera caja de control se ha elegido montaje detrás del mando QSE110180

Montaje de los controles especiales

P.V.P. Rec

QSE110342	Sistema de montaje Link-It en disco	(Sólo para Joysticks Micro)
-----------	-------------------------------------	-----------------------------

Montaje del mando de control -Sistema de montaje LINK-IT

QSE110350	Fijado al reposabrazos	s/c
QSE110353	Fijado al brazo abatible del mando	s/c

Lado de montaje

QSE110362	A la derecha	s/c
QSE110361	A la izquierda	s/c

Controles especiales de Cabeza (seleccionar pulsadores en la sección D)

P.V.P. Rec

Notas: Si ya ha elegido un reposacabezas normal, no se puede añadir el mando de cabeza

Mandos de cabeza proporcionales

QSE110370	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – oval
QSE110371	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – redondo
QSE110372	Mando pulsador de cabeza Switch-It RIM

Mandos de cabeza no proporcionales (con sensores de proximidad)

QSE110401	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales cortos, forma curva
QSE110402	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales cortos, rectos
QSE110403	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales largos, forma curva
QSE110404	Mando pulsador de cabeza 3-Switch – Con laterales largos, rectos
QSE110405	Mando pulsador de cabeza 4-Switch – Con laterales largos, rectos
QSE110406	Mando pulsador de cabeza 5-Switch – Con laterales largos, rectos

Montaje del reposacabezas

(para mandos proporcionales y no proporcionales)

WHT110003	Adaptador Whitmyer para mandos especiales de cabeza
-----------	---

Controles especiales de Mentón (seleccionar pulsadores en la sección D)

P.V.P. Rec

Controles proporcionales

QSE110470	Switch-It MicroGuide	
QSE110471	Switch-It MicroPilot	
QSE110472	Switch-It VersaGuide	
QSE110473	Switch-It VersaGuide EZ	
QSE110474	Allround Joystick	
QSE110475	Allround Joystick Light	
QSE110476	Allround Joystick – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)
QSE110477	Allround Joystick Light – con conector R-Net Bus	(No necesita pantalla OMNI)

Montaje del control mentoniano - Sistema de montaje LINK IT

QSE110480	Arnés Pequeño para mentoniano <i>(Si se necesitan pulsadores en el arnés, únicamente con Joystick Allround y pulsadores Satelite)</i>
QSE110481	Arnés Grande para mentoniano <i>(Si se necesitan pulsadores en el arnés, únicamente con Joystick Allround y pulsadores Satelite)</i>
QSE110483	Brazo abatible manual para mentoniano – Lado derecho, con montaje al respaldo
QSE110484	Brazo abatible manual para mentoniano – Lado izquierdo, con montaje al respaldo
QSE110485	Brazo abatible eléctrico para mentoniano – Lado derecho <i>(Operado con pulsador Piko negro en el reposacabezas)</i>
QSE110486	Brazo abatible eléctrico para mentoniano – Lado izquierdo <i>(Operado con pulsador Piko negro en el reposacabezas)</i>
QSE110487	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado izquierdo
QSE110488	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado derecho

Kit de extensión Link-It

QSE110590	10 cm	(Incluye 5 clips para cable)
QSE110591	15 cm	(Incluye 5 clips para cable)

Control de aspiración/soplido (seleccionar pulsadores en la sección D)

P.V.P. Rec

QSE110510	Control de aspiración y soplido con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas	(Necesario seleccionar un reposacabezas)
-----------	---	--

CONTROLES ESPECIALES - continuación**D – Pulsadores** (Función única para dispositivos de entrada especiales)

P.V.P. Rec

Nota: Seleccionar 1 ó 2 pulsadores y 1 ó 2 posiciones de montaje en consecuencia.

QSE110520	Botón Pulsador– Negro	
QSE110521	Botón Pulsador – Rojo	
QSE110522	Botón Pulsador – Verde	
QSE110523	Pulsador Ovalado – Negro	
QSE110524	MicroLite	
QSE110526	Botón Pulsador Piko – Negro	
QSE110527	Botón Pulsador Piko – Azul	
QSE110528	Botón Pulsador Piko – Verde	
QSE110529	Botón Pulsador Piko – Rojo	
QSE110530	Botón Pulsador Piko – Amarillo	
QSE110534	Twister – Negro	
QSE110535	Twister – Verde	
QSE110536	Twister – Rojo	

Posición de Montaje de los pulsadores *(Si se seleccionan 2 pulsadores pero sólo se indica una posición de montaje, ambos irán colocados en esa posición)*

QSE110560	Sistema de montaje Link-It al mando de control	<i>(No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco)</i>	
QSE110566	Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick (montado en los raíles del reposabrazos)		
QSE110561	Sistema de montaje Link-It al reposacabezas		
QSE110563	Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento	<i>(Rodilla, Seleccionando 2 pulsadores sólo montaje a la derecha e izquierda)</i>	
QSE110564	Sistema de montaje Link-It a los raíles del respaldo	<i>(Seleccionando 2 pulsadores sólo montaje a la derecha e izquierda)</i>	
QSE110565	Sistema de montaje Link-It al control mentoniano	<i>(No es necesario indicar lado de montaje)</i>	

Lado de Montaje

QSE110572	A la derecha	s/c
QSE110571	A la izquierda	s/c

Pulsador Satellite (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

QSE110537	Negro	
QSE110538	Verde	
QSE110539	Rojo	

Pulsadores Multi-Función (con programación de botones asignables)

QSE110550	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botones asignables con pantalla LCD) (1)	
QSE110551	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono) (1)	
QSE110552	Bandeja con 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botones asignables con pantalla OMNI) (1)	
QSE110554	Joystick con interruptor - 4 direcciones	

Accesorios

QSE110580	Extensión de Cableado Mono (2 m)	
QSE110581	Extensión de Cableado Estéreo (2 m)	
QSE110582	Extensión de Cableado DB9 (1 m)	
QSE110583	Cable Y – para cambiar 1 estéreo a 2 Mono	

Dispositivos de Seguridad

P.V.P. Rec

QSE090147	Dispositivo de Parada Remota (30 m de alcance, Vía Puerto OBC)	
-----------	--	--

(1) No compatible con sistema de montaje Link-It

Ruedas

[◀ VOLVER](#)


Ruedas neumáticas 14" "V Type"
// QSE070032



Ruedas neumáticas 14" "Knobbly"
// QSE070034



Ruedas delanteras 6" macizas
// QSE080206

Luces e Indicadores LED

[◀ VOLVER](#)


Luces de Indicadores de LED // QSE110201



Cargador

[◀ VOLVER](#)


Cargador de 220 V / 8A
// QSE160101



Cargador de 220 V / 10A
// QSE160104

Opciones eléctricas de asiento y Tallas del respaldo SEDEO ERGO

[◀ VOLVER](#)


Basculación eléctrica
// QSE130007 & QSE130005



Elevación y basculación eléctrica
// QSE130006

Anchura exterior del respaldo
(parte superior): 46 cm



Respaldos JAY 3

◀ VOLVER



Contorno Standard



Contorno Medio



Contorno Profundo Costal



Contorno Profundo Lumbar



Contorno Profundo Pélvico



Respaldo Jay 3 Termorregulador

NOTA: Consulta el catálogo de Jay para ver todos los modelos de respaldos disponible.




NOTA: Amplia gama de accesorios de posicionamiento disponible. Para más información, consulta el catálogo de cinchas Jay.

Cojines SEDEO ERGO y Reposacabezas

◀ VOLVER



Cojín Sedeo Ergo con tapicería transpirable
// QSE020516 & QSE020517



Reposacabezas anatómico SEDEO
// QSE030430 & QSE030431



Brazo LINX con adaptador para SEDEO ERGO
// WHT030407

Cojines JAY

[◀ VOLVER](#)


Jay Balance con fluido



Jay Balance con aire



Jay 2



Jay 2 Profundo



Jay Easy Fluid

NOTA: Consulta el catálogo de Jay para ver todos los modelos de cojines disponible.

Reposabrazos

[◀ VOLVER](#)


Reposabrazos reclinables
// QSE040123



Almohadado Standard Air Flow
// QSE040217 & QSE040218



Almohadado Comfort Skai
// QSE040203 & QSE040204



Almohadado con forma de P
// QSE040205 & QSE040206



Almohadado hemipléjico
// QSE040207 - 210 & .219 - .220



Apoyo de mano Hemi
// QSE040211 / .212 / .213 / .214

Reposapiés central elevable eléctrico

[◀ VOLVER](#)


Reposapiés central elevable eléctrico // QSE050076

Accesorios de asiento

◀ VOLVER



Cinturón // QSE090047 & QSE090048



Espejo retrovisor // QSE090067

Mandos de control R-Net

◀ VOLVER

Mando R-Net con pantalla a color
// QSE110017Mando Advanced
// QSE110013Mecanismo encapsulado para
abatir el mando
// QSE110056Mando R-Net con pantalla a color
Heavy Duty
// QSE110018

Pomos de Joystick

◀ VOLVER

Bola de golf para joystick
// QSE090505Joystick en forma de T
// QSE090506Bola blanda para el joystick
// QSE090507Bola de joystick
// QSE090508Pomo de joystick para mentón
// QSE090509Pomo de joystick tipo stick
// QSE090510Pomo de joystick en forma de seta
// QSE090511

Programadores

[◀ VOLVER](#)


R-Net PC Programmer
// QSE090066



Programador manual DTT para R-Net
// QSE090064

Módulos R-Net

[◀ VOLVER](#)


Caja de control R-Net 120A
// QSE110004



Módulo R-Net CxSM
// QSE110033

Mando de acompañante

[◀ VOLVER](#)


Mando R-Net para usuario y acompañante // QSE110021

Caja de control Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento

[◀ VOLVER](#)


Caja de control ctrl+5 con botones
// QSE110175



Caja de control ctrl+5 con interruptores
// QSE110176

Pantalla OMNI R-Net

[◀ VOLVER](#)


Módulo para Bluetooth
// QSE090068



Pantalla Omni
// QSE110101

Controles de cabeza

[◀ VOLVER](#)


Mando pulsador de cabeza Switch It
// QSE110401 - QSE110406



Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch It
// QSE110370 // QSE110371



Adaptador Whitmyer para mandos especiales de cabeza
// WHT110003

Controles especiales y de mentón

[◀ VOLVER](#)


Switch It Micro Guide
// QSE110470 // QSE110301



Switch It Micro Pilot
// QSE110471 // QSE110302



Switch It VersaGuide
// QSE110472 // QSE110473
// QSE110304 // QSE110305



Allround Joystick
// QSE110306 - QSE110309
// QSE110474 - QSE110477



Allround Joystick Light
// QSE110475 // QSE110477
// QSE110307 // QSE110310

Pulsadores

[◀ VOLVER](#)


Botón pulsador rojo
// QSE110521



Pulsador ovalado
// QSE110523



Micro Lite
// QSE110524



Piko rojo
// QSE110526 - QSE110530



Pulsador Satellite
// QSE110537 - QSE110539



Twister
// QSE110534 - QSE110536



Bandeja con 2 pulsadores
// QSE110551



Bandeja con 4 pulsadores
// QSE110552

Opciones de montaje de los pulsadores

[◀ VOLVER](#)


Pulsador Piko con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos
// QSE110526 // QSE110566



2 pulsadores Piko con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos
// QSE110566 // QSE110526
// QSE110529



2 pulsadores Piko con sistema de montaje LINK-IT al mando de control
// QSE110560 // QSE110572
// QSE110013 // QSE110056
// QSE110529 // QSE110526



Pulsador montado en los raíles del asiento // QSE110563



Pulsador montado en los raíles del respaldo // QSE110564

Montaje de controles especiales

[◀ VOLVER](#)


Pantalla Omni con sistema de montaje LINK-IT al brazo abatible del mando
// QSE110353 // QSE110102
// QSE110362



Switch It MicroPilot con sistema de montaje LINK-IT en disco
// QSE110353 // QSE110302
// QSE110362 // QSE110342



Switch It Micro Pilot
// QSE110302



Micro Lite y pulsadores PIKO con sistema de montaje LINK-IT al mando de control
// QSE110353 // QSE110361
// QSE110524 // QSE110526
// QSE110560



Allround Joystick con 2 pulsadores Satellite y sistema de montaje LINK-IT al mando de control
// QSE110353 // QSE110306
// QSE110362 // QSE110538
// QSE110539

Montaje del control mentoniano

[◀ VOLVER](#)


Arnés para mentoniano
// QSE110480 // QSE110481
// QSE110470 // QSE110471



Brazo abatible manual para mentoniano
// QSE110483 // QSE110484



Brazo abatible eléctrico para mentoniano
// QSE110485 // QSE110486



Allround Joystick en brazo abatible eléctrico
// QSE110485 // QSE110474



Switch It Micro Pilot y 2 pulsadores Piko con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas
// QSE110487 // QSE110471
// QSE110526 // QSE110529
// QSE110561 // QSE110572
// QSE110571



Allround Joystick con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas
// QSE110487 // QSE110474

Comentarios para sillas personalizadas Built-4-Me



Q700 M con asiento SEDEO ERGO

€

PVP Silla base	00,000.00
Precio de las opciones	
Sin IVA	
IVA	
Precio Total	

Fecha

Firma

Día

Mes

Año

