



# JAY<sup>®</sup>



## Respaldo Jay 3 Termorregulador

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código Postal  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre: Rev.1 Julio 2018  
 Calle:  
 Localidad: Código Postal  
 E-Mail:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido  
 Número de pedido de Sunrise:



Pedido  
 Presupuesto

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

### Respaldos Jay3

Gama completa de respaldos con diferentes formas y tallas  
 Sólo 2 puntos de fijación, anclajes compactos y/o reforzados  
 Muy fácil de retirar y acoplar por el usuario  
 Incluye de serie 2 cuñas para soporte lumbar  
 Peso máx.de usuario: 136 kg (Hasta 225 kg con anclajes reforzados)

Peso máx usuario: **136 Kg** (anclajes compactos)

Peso máx usuario: **225 Kg** (anclajes reforzados)

Peso usuario:  kg

### Tipo de usuario - Indicaciones clínicas

Pacientes con disfunción del mecanismo automático de regulación de temperatura corporal, o aquellos que quieren un confort excepcional y una mayor tolerancia a la sedestación

Usuarios de sillas de ruedas con diferentes grados de discapacidad; Soporte pélvico posterior firme, fundamental para posicionamiento corporal óptimo. Amplia gama de formas y niveles de soporte (desde torácico medio hasta nivel hombros), adaptándose perfectamente a las necesidades clínicas y altura de cada paciente.

Ajustable en profundidad, altura, ángulo y ancho de silla, asegurando un rápido y óptimo posicionamiento y alineación de columna.

**Resumen de la gama de respaldos Jay3 Termorregulador - Puedes hacer tu selección en esta hoja resumen de gama o en cada una de las siguientes páginas individuales para cada contorno**

- Paso 1. Seleccione Contorno: Standard (SC), Medio (MC) ó Profundo lumbar (MDC)
- Paso 2. Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) ó Altura Hombros (SH)
- Paso 3. Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)
- Paso 4. Seleccione anchura carcasa (41, 46, 51 cm)

\*Nota: la anchura de la silla se mide de exterior del tubo del respaldo a exterior del tubo del respaldo

		Contorno Standard (SC)					Contorno Medio (MC)					Contorno Profundo Costal (DC)				Contorno Profundo Lumbar (MDC)				Contorno Profundo Pélvico (PDC)			
		5 cm					8 cm					15 cm				15 cm				15 cm			
<b>Ancho carcasa (cm)</b>		31	36	41	46	51	31	36	41	46	51	36	41	46	51	36	41	46	51	36	41	46	51
Para ancho sillas*		31-36	36-41	41-46	46-51	51-56	31-36	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56	36-41	41-46	46-51	51-56
Ancho máx tronco		28	33	38	43	48	24,5	29,5	34,5	39,5	44,5	28	33	38	43	28	33	38	43	28	33	38	43
<b>Altura carcasa</b>		PVP: 1.101,6 €					PVP: 1.101,6 €									PVP: 1.101,6 €							
	<b>Torácico Medio (MT)</b>																						
	Bajo (S) - 30																						
	Medio (M) - 34			○	○	○			○	○	○							○	○	○			
Alto (T) - 38			○	○	○			○	○	○							○	○	○				
	<b>Torácico Superior (UT)</b>																						
	Bajo (S) - 42																						
	Medio (M) - 46			○	○	○			○	○	○							○	○	○			
Alto (T) - 50			○	○	○			○	○	○							○	○	○				
	<b>Altura Hombros (SH)</b>																						
	Bajo (S) - 53																						
	Medio (M) - 57			○	○	○			○	○	○							○	○	○			
Alto (T) - 61			○	○	○			○	○	○							○	○	○				



www.SunriseMedical.es

\*NOTA: La anchura de la silla se mide de exterior del tubo del respaldo a exterior del tubo del respaldo.

## Contorno Standard (SC)

- Soporte lateral leve
- Profundidad de contorno: 5 cm
- Peso máx. usuario: 136 kg (anclajes compactos)  
225 kg (anclajes reforzados)



**Paso 1. Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) o Altura Hombros(SH)**

**Paso 2. Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)**

**Paso 3. Seleccione anchura carcasa (41, 46, 51 cm)**

Ancho carcasa (cm)	31	36	41	46	51
Para ancho sillas*	31-36 cm	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
Ancho máx. tronco	28 cm	33 cm	38 cm	43 cm	48 cm

Torácico Inferior (LT)	Altura carcasa				
	Bajo (S) - 17				
	Medio (M) - 20				
	Alto (T) - 24				

Torácico Medio (M)	Altura carcasa				
	Bajo (S) - 30				
	Medio (M) - 34		○ J3TCSCMTM41	○ J3TCSCMTM46	○ J3TCSCMTM51
	Alto (T) - 38		○ J3TCSCMTT41	○ J3TCSCMTT46	○ J3TCSCMTT51

Torácico Superior (UT)	Altura carcasa				
	Bajo (S) - 42		○ J3TCSCUTS41	○ J3TCSCUTS46	○ J3TCSCUTS51
	Medio (M) - 46		○ J3TCSCUTM41	○ J3TCSCUTM46	○ J3TCSCUTM51
	Alto (T) - 50		○ J3TCSCUTT41	○ J3TCSCUTT46	○ J3TCSCUTT51

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

Altura Hombros (SH)	Altura carcasa				
	Bajo (S) - 53		○ J3TCSCSHS41	○ J3TCSCSHS46	○ J3TCSCSHS51
	Medio (M) - 57				
	Alto (T) - 61				

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

### NOTAS SOBRE ANCLAJES

- Los niveles **Torácico Medio (MT)** llevan de serie anclajes compactos (más ligeros, usuarios de hasta 136 kg)
- Los niveles **Torácico Superior (UT)** y **Altura de Hombros (SH)** llevan de serie anclajes reforzados (más resistentes y ajustables, hasta 225 kg).

\* NOTA: La anchura de la silla se mide de exterior del tubo del respaldo a exterior del tubo del respaldo.

## Contorno Medio (MC)

- Soporte lateral moderado
- Profundidad de contorno: 8 cm
- Peso máx. usuario: 136 kg (anclajes compactos)  
225 kg (anclajes reforzados)



**Paso 1. Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) o Altura Hombros(SH)**

**Paso 2. Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)**

**Paso 3. Seleccione anchura carcasa ( 41, 46, 51 cm)**

Ancho carcasa (cm)	31	36	41	46	51
Para ancho sillas*	31-36 cm	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
Ancho máx. tronco	24,5 cm	29,5 cm	34,5 cm	39,5 cm	44,5 cm

Torácico Inferior (LT)	Altura carcasa					
	Bajo (S) - 17					
	Medio (M) - 20					
	Alto (T) - 24					

Torácico Medio (MT)	Altura carcasa					
	Bajo (S) - 30					
	Medio (M) - 34		○ J3TCMCMTM41	○ J3TCMCMTM46	○ J3TCMCMTM51	
	Alto (T) - 38		○ J3TCMCMTT41	○ J3TCMCMTT46	○ J3TCMCMTT51	

Torácico Superior (UT)	Altura carcasa					
	Bajo (S) - 42		○ J3TCMCUTS41	○ J3TCMCUTS46	○ J3TCMCUTS51	
	Medio (M) - 46		○ J3TCMCUTM41	○ J3TCMCUTM46	○ J3TCMCUTM51	
	Alto (T) - 50		○ J3TCMCUTT41	○ J3TCMCUTT46	○ J3TCMCUTT51	

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

Altura Hombros (SH)	Altura carcasa					
	Bajo (S) - 53		○ J3TCMCSHS41	○ J3TCMCSHS46	○ J3TCMCSHS51	
	Medio (M) - 57					
	Alto (T) - 61					

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

### NOTAS SOBRE ANCLAJES

- El nivel **Torácico Medio (MT)** lleva de serie anclajes compactos (más ligeros, usuarios de hasta 136 kg)
- Los niveles **Torácico Superior (UT)** y **Altura de Hombros (SH)** llevan de serie anclajes reforzados (más resistentes y ajustables, hasta 225 kg).

# Respaldo JAY3 Termorregulador - Contorno Profundo Lumbar

\*NOTA: La anchura de la silla se mide de exterior del tubo del respaldo a exterior del tubo del respaldo.

## Contorno Profundo Lumbar (MDC)

- Soporte lateral completo
- Profundidad de contorno: 15 cm
- Peso máx. usuario: 136 kg (anclajes compactos)  
225 kg (anclajes reforzados)



**Paso 1. Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) o Altura Hombros (SH)**

**Paso 2. Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)**

**Paso 3. Seleccione anchura carcasa (41, 46, 51 cm)**

Ancho carcasa (cm)	36	41	46	51
Para ancho sillas*	36-41 cm	41-46 cm	46-51 cm	51-56 cm
Ancho máx. tronco	28 cm	33 cm	38 cm	43 cm

Torácico Inferior (LT)	Altura carcasa			
	Bajo (S) - 17			
	Medio (M) - 20			
	Alto (T) - 24			

Torácico Medio (MT)	Altura carcasa			
	Bajo (S) - 30			
	Medio (M) - 34			
	Alto (T) - 38	○ J3TCMDCMTT41	○ J3TCMDCMTT46	◇ J3TCMDCMTT51

Torácico Superior (UT)	Altura carcasa			
	Bajo (S) - 42			
	Medio (M) - 46	○ J3TCMDCUTM41	○ J3TCMDCUTM46	○ J3TCMDCUTM51
	Alto (T) - 50			


Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

Altura Hombros (SH)	Altura carcasa			
	Bajo (S) - 53			
	Medio (M) - 57	○ J3TCMDCSHS41	○ J3TCMDCSHS46	○ J3TCMDCSHS51
	Alto (T) - 61			

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

### NOTAS SOBRE ANCLAJES

- El nivel **Torácico Medio (MT)** lleva de serie anclajes compactos (más ligeros, usuarios de hasta 136 kg)
- Los niveles **Torácico Superior (UT)** y **Altura de Hombros (SH)** llevan de serie anclajes reforzados (más resistentes y ajustables, hasta 225 kg).

Respaldo Jay 3 Termorregulador											
<b>ACCESORIOS - ANCLAJES PARA LOS TUBOS DE LA SILLA</b>								(Incluidos en el respaldo)		PVP Rec.	
J3EUCHRDW	<input type="checkbox"/>	Anclajes compactos (par)							Nivel Torácico Medio		
J3EUHDCHRDW	<input type="checkbox"/>	Anclajes reforzados (par)							Nivel Torácico Superior y Altura Hombros		
<b>BOLSA PARA OBJETOS PERSONALES</b>										PVP Rec.	
ABJ3BCF32	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldos de 31 cm									
ABJ3BCF36	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldos de 36 cm									
ABJ3BCF41	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldos de 41 cm									
ABJ3BCF46	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldos de 46 cm									
ABJ3BCF51	<input type="checkbox"/>	Bolsa para respaldos de 51 cm									
<b>REPOSACABEZAS</b>								Sólo con respaldo torácico superior y Altura Hombros (Standard, Medio y Profundo)		PVP Rec.	
J3CAB	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas Jay Conjunto brazo de montaje AXYS y almohadilla JAY estándar									
<b>Consulta el catálogo y la hoja de pedido Whitmyer para más opciones de reposacabezas</b>											
PLINX	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas Standard Whitmyer							Conjunto brazo de montaje Linx y almohadilla Plush 25 cm		
J3EUUHM	<input type="checkbox"/>	Plato Universal de reposacabezas Jay 3							Necesario para otros reposacabezas no incluidos en esta hoja de pedido Válido sólo para respaldos Jay 3		
<b>SOPORTES LATERALES</b>										PVP Rec.	
Sólo con respaldo Torácico Superior y Altura Hombros (Contornos Standard, Medio, Profundo Lumbar y Profundo Pélvico)											
<b>Soportes laterales Fijos</b>											
<b>Soporte izquierdo</b>					<b>Soporte derecho</b>						
		Profundidad 10 cm		Profundidad 15 cm		Profundidad 10 cm		Profundidad 15 cm			
Altura	10 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510FXRH		
	12 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512FXRH		
	15 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515FXLH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015FXRH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515FXRH		
<b>Soportes laterales Abatibles</b>											
<b>Soporte izquierdo</b>					<b>Soporte derecho</b>						
		Profundidad 10 cm		Profundidad 15 cm		Profundidad 10 cm		Profundidad 15 cm			
Altura	10 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1010SARH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1510SARH		
	12 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1012SARH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1512SARH		
	15 cm	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515SALH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1015SARH	<input type="checkbox"/>	J3LAT1515SARH		
											
<b>KITS DE POSICIONAMIENTO</b>								Anchura		PVP Rec.	
J3SPNK1__		Mini Kit I	Ver contenido del kit en la siguiente página				36	41	46	51	
J3SPNK2__		Mini Kit II	Ver contenido del kit en la siguiente página				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J3SPNKEU	<input type="checkbox"/>	DEMO Kit de Valoración	Consultar con Atención al Cliente				Ver contenido del kit en la siguiente página				
J3HWKEU	<input type="checkbox"/>	DEMO Kit de Accesorios	Consultar con Atención al Cliente				Ver contenido del kit en la siguiente página				
<b>CINCHAS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO</b>										PVP Rec.	
<b>Consulta la gama completa en el catálogo y hoja de pedido de Cinchas y Accesorios de Posicionamiento Jay</b>											
<b>REPUESTOS</b>								Anchura		PVP Rec.	
<b>Cuñas de posicionamiento</b>											
J3SPNSL__		Lumbar pequeña	1 unidad como std con cada respaldo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J3SPNLL__		Lumbar grande	1 unidad como std con cada respaldo (salvo en el torácico inferior)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J3SPNWE__		Cuña triangular					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
								Cantidad		PVP (unidad)	
J3SPNCRS	<input type="checkbox"/>	Cuña rectangular curva									
J3SPNFLS	<input type="checkbox"/>	Cuña rectangular plana									
J3SPNPLP	<input type="checkbox"/>	Cuña pélvica lateral									
J3SPNLLS	<input type="checkbox"/>	Cuña semicircular lateral									
J3SPNSBB	<input type="checkbox"/>	Bolsa de relleno pequeña									
J3SPNLBB	<input type="checkbox"/>	Bolsa de relleno grande									
<b>Hardware carcasa respaldo</b>										PVP Rec.	
J3EUCHRDWS	<input type="checkbox"/>	Hardware compacto carcasa									
J3EUHDCHRDWS	<input type="checkbox"/>	Hardware reforzado carcasa									
<b>Componentes electrónicos</b>										PVP Rec.	
15000862A	<input type="checkbox"/>	Batería									
15000863A	<input type="checkbox"/>	Cargador									
										PVP (unidad)	
JCALIPER	<input type="checkbox"/>	Medidor de pelvis y tronco									
										Para ampliar información visita nuestra Web	
										© Sunrise Medical 2018 5/6	

<b>Respaldo Jay 3 Termorregulador</b>			
<b>Mini Kit I - Contenido</b>			<b>Cantidad</b>
J3SPNK1__	Kit de posicionamiento Mini Kit I	<i>Indicar anchura: 36cm; 41cm; 46cm o 51cm en la referencia</i>	en el kit
	J3SPNWE__	Cuña triangular	<i>Indicar anchura deseada al final de la referencia</i> <b>3</b>
	J3SPNLLS	Cuña semicircular lateral	<b>2</b>
	J3SPNPLP	Cuña pélvica lateral	<b>2</b>
<b>Mini Kit II- Contenido</b>			<b>Cantidad</b>
J3SPNK2__	Kit de posicionamiento Mini Kit II	<i>Para referencia indicar anchura: 36cm; 41cm; 46cm o 51cm</i>	en el kit
	J3SPNWE__	Cuña triangular	<i>Indicar anchura deseada al final de la referencia</i> <b>5</b>
	J3SPNLLS	Cuña semicircular lateral	<b>2</b>
	J3SPNPLP	Cuña pélvica lateral	<b>2</b>
	J3SPNLL__	Lumbar grande	<i>Indicar anchura deseada al final de la referencia</i> <b>1</b>
	J3SPNFLS	Cuña recta plana	<b>1</b>
	J3SPNCRS	Cuña recta curva	<b>1</b>
<b>Kit de Valoración Jay J3 - Contenido</b>			<b>Cantidad</b>
J3SPNKEU	Kit de Valoración Jay 3		en el kit
	J3SPNLL36	Lumbar grande	<b>2</b>
	J3SPNSL36	Lumbar pequeña	<b>2</b>
	J3SPNWE36	Cuña triangular	<b>16</b>
	J3SPNCRS	Cuña recta curva	<b>2</b>
	J3SPNFLS	Cuña recta plana	<b>2</b>
	J3SPNPLP	Cuña pélvica lateral	<b>2</b>
	J3SPNLLS	Cuña semicircular lateral	<b>2</b>
	J3SPNSBB	Bolsa de relleno pequeña	<b>2</b>
	J3SPNLBB	Bolsa de relleno grande	<b>2</b>
<b>Kit de Accesorios Jay J3 - Contenido</b>			<b>Cantidad</b>
J3HWKEU	Kit de Accesorios		en el kit
	J3EUAHB	Anclajes de ajuste en profundidad	<b>2</b>
	J3EUHDXH	Reposacabezas Jay standard (sólo soporte y anclajes)	<b>1</b>
	J3EUHDFH	Reposacabezas Jay abatible (Sólo soporte y anclajes)	<b>1</b>
	J3EUHDLSP	Almohadilla standard de reposacabezas	<b>1</b>
	J3EUHDLCP	Almohadilla anatómica de reposacabezas	<b>1</b>
	J3EULATFB	Anclaje de soporte lateral fijo	<b>2</b>
	J3EULATFP	Kit de piezas de ajuste para soporte lateral fijo	<b>2</b>
	J3EULATSABL	Anclaje de soporte lateral abatible izquierdo	<b>1</b>
	J3EULATSABR	Anclaje de soporte lateral abatible derecho	<b>1</b>
	J3EULATSAP	Kit de piezas de ajuste para soporte lateral abatible	<b>2</b>
		Almohadilla para soporte lateral 10 x 10	<b>2</b>
		Almohadilla para soporte lateral 15 x 12	<b>2</b>
		Almohadilla para soporte lateral 15 x 15	<b>2</b>
	J3HRNCOHM	Arnés torácico anterior (en H) talla M	<b>1</b>
	J3HRNCOHL	Arnés torácico anterior (en H) talla L	<b>1</b>
	J3HRNCOHXL	Arnés torácico anterior (en H) talla XL	<b>1</b>
	J3EUUHM	Plato universal para montaje de reposacabezas	<b>1</b>



<b>Respaldo Jay3 Termorregulador - Precio base</b>	.....€
Precio accesorios	.....€
<b>Precio total</b>	.....€

Para ampliar información  
visita nuestra Web