

SaeboStretch

Una solución dinámica para un problema dinámico



La órtesis **SaeboStretch** es una férula dinámica novedosa para personas con daño neurológico, como por ejemplo ictus. La férula ayuda a prevenir dolor en las articulaciones mientras que se mejora y mantiene el rango de movimiento.

El **SaeboStretch** como pieza dinámica para mano permite a los dedos moverse hacia flexión a causa de los cambios posturales, reacciones asociadas y aumentos de tono. Gradualmente recoloca los dedos hacia extensión. Incluye tres láminas de mano con diferentes grados de resistencia.

Características:

- Tecnología de tracción, tres láminas de resistencia para la mano.
- Sistema propio de cinchas de agarre que emplea puntos clave anatómicos para maximizar el control y optimizar el ajuste a la mano.
- Superficie de muñeca y pulgar ajustables que permiten al terapeuta una gran versatilidad en la personalización del posicionamiento.
- Cómodas gomas antideslizantes y agarres para conseguir la posición deseada.
- Correas recubiertas y cosidas para optimizar el posicionamiento adecuado y facilitar la colocación.
- Sistema ajustable de pulgar que permite la desviación radial y palmar, aducción y abducción.
- Acolchado especial que permite mantener la integridad del arco palmar.
- Cubierta con cierre de cremallera que se puede quitar fácilmente para el lavado. [catalogo_saebo_strech_garo](#)



¿Qué ocurre cuando colocar una mano dinámica en una férula estática?



Indicaciones:

El **SaeboStretch** es apropiado para pacientes con una hipertonía leve-moderada y acortamiento de tejidos blandos.

