



JAY[®] Cojín Xtreme Active

Rev.1 Julio 2018

Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Número de pedido de Sunrise



Pedido
 Presupuesto

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Características Jay® Xtreme Active

Cojín ligero y de bajo perfil para facilitar las transferencias
 Espuma contorneada para estabilización pélvica
 Bolsa de fluido disponible en 2 tamaños: standard u overfill
 2 fundas: funda interior resistente a la incontinencia de fácil limpieza, y 3 opciones de funda exterior: elástica, microclimática o resistente a la incontinencia
 Kit de posicionamiento opcional para la correcta alineación de las extremidades inferiores
 2 años garantía cojín - 6 meses garantía funda

Peso máximo usuario: 150 kg

Peso usuario kg

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Usuario activo que necesita óptima protección de la piel con estabilidad en un cojín de bajo perfil (altura de asiento al suelo baja).
 Excelente manejo de la presión y fricción en sedestación.
 Ideal en usuarios con posturas simétricas y capaces de realizar independientemente cambios de peso.

Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Standard

Cojín Jay Xtreme Active con bolsa de fluido Overfill

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín Jay Xtreme Active
 Todas las referencias de cojines Jay Xtreme Active deben empezar por **JXAC**

Ejemplo: **JXAC4042SMEU**


Cojín de 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad, con fluido standard y funda Microclimática

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	
JXAC	40	42	S	M	EU
Cojín Xtreme Active	Anchura	Profundidad	Tipo de fluido	Funda	

PASOS 1 y 2 - ANCHURA Y PROFUNDIDAD

Seleccione anchura y profundidad del cojín

		Anchura de cojín										
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Profundidad de cojín	Kit posicionamiento disponible (S) Prof. 34 - 42 cm	34	○	○								
		36	○	○								
		38		○	○	○	○	○				
		40		○	○	○	○	○	○			
		42			○	○	○	○	○	○	○	○
Kit posicionamiento disponible (R) Prof. 44 - 50 cm	44				○	○	○	○	○	○	○	
	46					○	○	○	○	○	○	
	48						○	○	○	○	○	
	50							○	○	○	○	



Anote aquí la anchura y profundidad del cojín que desea



Cojín JAY© XTREME ACTIVE

PASO 3 - FLUIDO

Todos los cojines se suministran con una funda interior resistente a la incontinencia.

Seleccione tamaño de la bolsa de fluido: Standard (S) u Overfill (L),

- Bolsa de fluido Standard (S)
- Bolsa de fluido Overfill (L)

**PASO 3
TIPO DE FLUIDO**



Anote S para bolsa de fluido standard
Anote L para bolsa de fluido Overfill

PASO 4 - FUNDA EXTERIOR

Seleccione tipo de funda exterior: Microclimática (M), Elástica (S) o Funda de Incontinencia (I)

- Funda Microclimática (M)
- Funda Elástica (S)
- Funda de Incontinencia (I)

**PASO 4
FUNDA EXTERIOR**



Anote M para Funda Microclimática,
S para Funda Elástica ó
I para Funda de Incontinencia

Referencia cojín JAY Xtreme Active

Anote aquí la referencia del cojín Jay Xtreme Active que necesita

JXAC					EU
	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	

Comentarios

Para modificaciones en el cojín, por favor contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente (modificaciones en el ancho o la profundidad o modificaciones en el volumen de fluido)

ACCESORIOS Y REPUESTOS

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO (Opcional)

PVP

- LSKJXACEU-S Kit de posicionamiento (corto) para cojines con profundidades hasta 42 cm
Contiene 2 cuñas adductoras (derecha e izquierda) y 1 cuña abductora (central), todas ellas de 2,5 cm de alto
- LSKJXACEU-R Kit de posicionamiento (regular) para cojines con profundidades entre 44 y 50 cm
Contiene 2 cuñas adductoras (derecha e izquierda) y 1 cuña abductora (central), todas ellas de 2,5 cm de alto

REPUESTOS

Cantidad

PVP

Importante: Por favor indique en las referencias la anchura y profundidad del cojín. Ejemplo: CJXAC3638MEU <cojín anchura 36 cm, prof 38 cm>

CJXAC___MEU	<input type="checkbox"/>	Funda exterior microclimática (válida para cojines con o sin kit de posicionamiento)		
CJXAC___IEU	<input type="checkbox"/>	Funda exterior de incontinencia (válida para cojines con o sin kit de posicionamiento)		
CJXAC___SEU	<input type="checkbox"/>	Funda exterior elástica (válida para cojines con o sin kit de posicionamiento)		
CIJXAC___EU	<input type="checkbox"/>	Funda interior (Válida para todos los tipos de fluidos y con o sin kit de posicionamiento)		
BJXA___-SEU	<input type="checkbox"/>	Base de espuma para bolsa de fluido standard		
BJXAC___-LEU	<input type="checkbox"/>	Base de espuma para bolsa de fluido Overfill		
FLJXAC-L1EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido Overfill para cojines con anchuras de 34 y 36 cm **		
FLJXAC-L3EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido Overfill para cojines con anchuras de 38 y 40 cm **		
FLJXAC-L5EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido Overfill para cojines con anchuras de 42 y 44 cm **		
FLJXAC-L6EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido Overfill para cojines con anchuras de 46 y 50 cm **		
FLJXAC-S1EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido standard para cojines con anchura de 34 y 36 cm **		
FLJXAC-S3EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido standard para cojines con anchuras de 38 y 40 cm **		
FLJXAC-S5EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido standard para cojines con anchuras de 42 y 44 cm **		
FLJXAC-S6EU	<input type="checkbox"/>	Bolsa de fluido standard para cojines con anchuras de 46 y 50 cm **		
JSI___	<input type="checkbox"/>	Base sólida de madera (Recomendada para sillas con tapicería)		

Aclaraciones

* La cuñas del kit de posicionamiento llevan su propia funda y se adhieren a la funda interior del cojín mediante velcros, por lo que no hace falta seleccionar otro tipo de funda interior cuando el cojín lleve el kit de posicionamiento

** Si el paciente necesita cambiar el tipo de bolsa de fluido, de standard a Overfill o viceversa, es necesario cambiar también la base de espuma. El diseño de la base de espuma es distinto si llevan bolsa de fluido standard u Overfill y no son intercambiables.

Cojín Jay Xtreme Active - Precio base€	
Precio accesorios€	
Precio total€	© Sunrise Medical 2018 2 / 2

Bolsa de fluido STANDARD

Funda microclimática JAXC_SMEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	○	◇								
	36	○	○								
	38		○	○	○	○	○				
	40		○	○	○	○	○				
	42		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44			○	○	○	○	○	○	○	○
	46				○	○	○	○	○	○	○
	48					○	○	○	○	○	○
	50						○	○	◇	○	

Bolsa de Fluido OVERFILL

Funda microclimática JAXC_LMEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	◇	◇								
	36	◇	◇								
	38		◇	○	◇	○	◇				
	40		○	○	○	○	○				
	42		◇	○	○	○	○	○	◇	◇	
	44			○	○	○	○	○	○	○	○
	46				○	○	○	○	○	○	○
	48					○	○	◇	◇	◇	
	50						○	○	◇	◇	

Funda de Incontinencia JAXC_SIEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	◇	◇								
	36	◇	◇								
	38		◇	◇	◇	◇	◇				
	40		◇	○	○	◇	◇				
	42		◇	○	○	○	○	◇	◇	◇	
	44			◇	◇	○	○	○	◇	◇	
	46				○	○	○	○	◇	◇	
	48					◇	◇	◇	◇	◇	
	50						◇	◇	◇	◇	

Funda de Incontinencia JAXC_LIEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	◇	◇								
	36	◇	◇								
	38		◇	◇	◇	◇	◇				
	40		○	◇	○	◇	◇				
	42		◇	◇	○	◇	◇	◇	◇	◇	
	44			◇	◇	◇	○	◇	◇	◇	
	46				◇	◇	○	◇	◇	◇	
	48					◇	◇	◇	◇	◇	
	50						◇	◇	◇	◇	

Funda elástica JAXC_SSEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	◇	◇								
	36	◇	◇								
	38		◇	○	◇	◇	◇				
	40		○	○	○	○	◇				
	42		○	○	○	○	○	◇	◇	◇	
	44			○	○	○	○	◇	◇	◇	
	46				○	○	○	○	◇	○	
	48					◇	◇		◇	◇	
	50						◇	◇	◇	◇	

Funda elástica JAXC_LSEU

		Anchura de cojín									
		cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profundidad de cojín	34	◇	◇								
	36	◇	◇								
	38		◇	◇	◇	◇	◇				
	40		◇	◇	○	◇	◇				
	42		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	44			◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	46				◇	◇	◇	◇	◇	◇	
	48					◇	◇	◇	◇	◇	
	50						◇	◇	◇	◇	

Plazo de entrega

- Plazo de entrega standard
- ◇ Plazo de entrega superior
- Talla no disponible