

¿Qué es SaeboGlove?

Este dispositivo de vanguardia ayuda a los clientes que sufren de lesiones neurológicas y ortopédicas a incorporar su mano funcionalmente en la terapia y en el hogar. El diseño funcional liviano y de bajo perfil es solo una de las muchas características innovadoras que se ofrecen con el SaeboGlove.

El sistema de tensión patentado extiende los dedos de las manos y los pulgares después del agarre para que los clientes puedan incorporar funcionalmente su extremidad afectada. Esta nueva libertad encontrada conduce a una mejor recuperación del motor e independencia funcional.

Características:

Diseño de antebrazo en espiral que asegura la muñeca en una posición funcional.

- Los tensores están ubicados en las articulaciones IP (articulación interfalángica) de los dedos y el pulgar para ayudar a extender los dígitos después de agarrar.

- Tensores individuales pueden ser removidos para personalizarlos.

Asistencia basada en las necesidades del cliente.

- Tensores de numerosos tamaños incluidos para acomodar varias longitudes de dedos.

- Movimiento total de los dedos de la articulación posible para maximizar presentación funcional.

- Puntas de dedos cubiertas de silicona para mejorar la tracción durante el agarre.

- Revestimiento antideslizante para minimizar la migración.

- El guante incluye material de lycra para expandibilidad.

- Palma expuesta para aumentar la transpirabilidad y facilidad de ponerse

- Ligero y cómodo.

